

## MERCOTECH HIPOCLOR 1

### DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

#### Finalidade de uso:

MERCOTECH Hipoclor 1 é um limpador desinfetante desenvolvido especificamente para higiene clínica e hospitalar. Associa limpeza e desinfecção em um único produto, tornando-se ideal para higienização de superfícies fixas não sensíveis ao cloro. Possui ação antimicrobiana comprovada quando utilizado dentro das concentrações recomendadas. O produto pode ser usado em sistemas diluidores. Produto com eficácia garantida por 6 meses.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO:	Líquido
COR:	Incolor
ODOR:	Clorado
pH (Puro):	9,5 a 12,0
DENSIDADE (25°C):	1,00 a 1,04

#### INSTRUÇÕES DE USO:

Preparar uma solução de MERCOTECH Hipoclor 1 na diluição de 5% (1 litro para até 20 litros de água). Aplique a solução nas superfícies a serem higienizadas. Aguardar 10 minutos para que o produto exerça sua ação antimicrobiana e em seguida enxaguar com água potável. No caso de superfícies muito sujas é recomendado que se repita a operação.

#### COMPOSIÇÃO:

Tensoativo aniônico, estabilizante, hipoclorito de sódio e veículo.

#### PRINCÍPIO ATIVO:

Cloro ativo.

#### ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

#### ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

34 3338 2200

#### PRECAUÇÕES DE USO:

- **CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**
- **PRECAUÇÕES:** Não inale vapores e aerossóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Em caso de ingestão: lave a boca. Não provoque vômito. Em caso de contato com a pele (ou o cabelo): retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. Em caso de contato com os olhos: lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Em caso de inalação: remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente centro de informação toxicológica (disque-intoxicação 0800 722 6001). **TRATAMENTO ESPECÍFICO: CONTÉM HIDRÓXIDO DE SÓDIO E HIPOCLORITO DE SÓDIO.**
- **ADVERTÊNCIA:** Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Mantenha o produto em sua embalagem original, em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor. **ABERTURA DA EMBALAGEM:** rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para a abertura utilize luvas e óculos de proteção.

#### Produto Registrado na ANVISA/MS:

Nº 327470026

**AFE/MS:** 3.02747-0

#### Embalagem:

Bombona plástica de 5L (Peso líquido 5,00 kg)  
Bombona plástica de 20L (Peso líquido 20,00 kg)

**Prazo de Validade:** 24 meses

#### Responsável Técnico:

Miller Morais de Oliveira  
CRF/MG: 15252

Cód: 05/LD

Revisão VI  
09/06/2017