

## MERCOTECH PASSIV

### LIMPADOR ANTIFERRUGINOSO PASSIVANTE PARA TRATAMENTO DE METAIS

#### Finalidade de uso:

**Mercotech Passiv** é um limpador antiferruginoso passivante usado no tratamento de metais (ganchos e carretilhas) preparando-as para a lubrificação.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO:	Líquido
COR:	Incolor a amarelado
ODOR:	Característico
pH (1%):	1,5 a 2,5
DENSIDADE (g/cm <sup>3</sup> a 25°C):	1,35 a 1,40

#### INSTRUÇÕES DE USO:

Imergir as carretilhas em um tanque com solução de 1 a 2% de Mercotech Passiv com temperatura variando entre 70°C a 85 °C e espere de 1 a 2 minutos, deixe escorrer o excesso e encaminhe para a lubrificação com óleo protetivo.

#### COMPOSIÇÃO:

Ácidos inorgânicos, inibidor de corrosão e veículo aquoso.

#### PRINCÍPIO ATIVO:

Ácidos inorgânicos

#### ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

#### ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

34 3338 2200

#### PRECAUÇÕES DE USO:

- **CONSERVE FORA DO ALCANÇE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS**
- **PRECAUÇÕES DE USO:** Não inale vapores e aerossóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e Proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.
- **Primeiros socorros:** Em caso de ingestão: lave a boca. Não provoque vômito. Em caso de contato com a pele (ou o cabelo): retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água/tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. Em caso de contato com os olhos: lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Em caso de inalação: remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente centro de informação toxicológica (disque-intoxicação 0800 722 6001) tratamento específico: ácido fosfórico.
- **ADVERTÊNCIAS:** Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Mantenha o produto em sua embalagem original, em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor.

#### EPI'S NECESSÁRIOS PARA MANUSEIO:

Luvas de borracha, avental, botas e óculos de segurança.

**Produto Registrado na ANVISA/MS:** N° 327470105

**AFE/MS:** 3.02747-0

#### Embalagem:

Bombona plástica de 20L (28,7 kg)  
Bombona plástica de 50L (71,3 kg)

**Prazo de Validade:** 24 meses

**Responsável Técnico:**  
Miller Moraes de Oliveira  
CRF/MG: 15252

Cód: 11/LA

Revisão VI  
05/11/2018