



## TEX CLEAN SOUR LÍQUIDO

### NEUTRALIZADOR DE RESÍDUOS ALCALINOS

#### Finalidade de uso:

O TEX CLEAN Sour Líquido é usado na neutralização de resíduos clorados e alcalinos. O produto pode ser utilizado no mesmo processo que o amaciante que deverá entrar pelo menos 02 minutos após o acidulante.

---

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| ASPECTO:                | Líquido                       |
| COR:                    | Incolor a levemente amarelado |
| ODOR:                   | Característico                |
| pH (1%):                | 4,0 a 5,5                     |
| DENSIDADE (25°C,g/cm³): | 1,19 A 1,25                   |

#### INSTRUÇÕES DE USO:

Dosar 02 a 04 ml de TEX CLEAN Sour Líquido para cada kg de roupa seca. Nível de água médio em temperatura ambiente. Ideal para dosadores automáticos.

#### COMPOSIÇÃO:

Ativo, Acidificante, Coadjuvante, Sequestrante e Veículo.

#### PRINCÍPIO ATIVO:

Bissulfito de Sódio.

#### ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

#### ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

34 3338 2200

#### PRECAUÇÕES DE USO:

- **MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**
- **CORROSIVO:** Causa queimaduras graves aos olhos e pele.
- Em caso de queimadura, lavar a área com água corrente.
- **NÃO INGERIR** – Em caso de ingestão acidental, **NÃO PROVOQUE VÔMITO**, conduza a vítima a um Serviço Médico ou Centro de Intoxicação mais próximo, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original.
- Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância, persistindo a irritação consulte um oftalmologista;
- **Não reutilizar as embalagens vazias.**

#### EPI'S NECESSÁRIOS PARA MANUSEIO:

Luvas de borracha, avental, botas e óculos de segurança.

#### Produto Notificado na ANVISA/MS Risco 1:

Nº 25351.893297/2016-68

**AFE/MS:** 3.02747-0

#### Embalagem:

Bombona plástica de 20L (25,1 kg)  
Bombona plástica de 50L (62,4 kg)

**Prazo de Validade:** 24 meses

**Responsável Técnico:**  
Miller Morais de Oliveira  
CRF/MG: 15252

Cód: 41/LV

Revisão V  
19/10/2018